

新

発

売

天
下
一
人
の

登

温灸器
の
決定版

いつでも
どこでも
何度でも

場

一

灸

火を使わない。
煙を出さない。
匂いがしない。
お灸を
安全お手軽に
再現

- ワンクリックで瞬時に快適な熱刺激が可能です。
- 煙が出ず、匂いがしないクリーンな温灸として鍼灸施術に使われています。
- 先端部約7mmφで安定した刺激を圧痛点、反応点へ施術



チュウオー

検索

CHUO

新

発

売

一灸 IKKYU

■仕様 (温灸器) 管理医療機器 (クラスII)	
認証番号	228AGBZX00119000
型式	QL-19
使用環境温度	0°C ~ 40°C
定格	6.0V × 10W (アルカリ電池)
温度設定	低温 47±2°C 3秒 長押し 4.5秒 中温 51±2°C 3秒 長押し 4.5秒 高温 60±2°C 3秒 長押し 4.5秒
刺激面積	約φ7mm 38mm ²
寸法	本体 180mm × φ26mm 電池ボックス 72mm × 65mm × 20mm ケーブル長 1500mm
重量	約 230g (電池含む)
近赤外線 LED	870nm 200mw (最大)
赤色 LED	660nm 7000mcd (最大)
付属品	・単3アルカリ乾電池.....4本 ・携帯用ポーチ.....1個 ・保証書、取説 ・ヨモギエキス、メディカルパッチ

一灸 QL-19 : ￥119,000- 税別


新型登場
「温灸器」/ 管理医療機器
(クラスII)
いつでも
どこでも
何度でも

■直接 温熱刺激温度
低温 47°C 1回3秒間
中温 51°C 1回3秒間
圧痛点へ少しずらしながら 3回クリック

火を使わない。
煙を出さない。
匂いがしない。
お灸を
安全お手軽に
再現

プロ仕様：連続使用可

■間接 温熱刺激温度
高温 60°C 1回3秒間
専用パッチ+ヨモギエキスの コンビネーション施術専用温度 パッチの上から、圧痛点へ少し ずらしながら3回クリック。



写真はイメージです。予告なく設計、仕様が変更になる場合があります。

IKKYU のお問い合わせは



チュウオー

検索

CHUO

株式会社 チュウオー

本社・大阪営業所 〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋1-9-32
TEL.(0797)88-2121(代) FAX.(0797)88-1313

東京営業所 〒124-0012 東京都葛飾区立石5-5-23
TEL.(03)3697-2523(代) FAX.(03)3697-2021
<http://www.chuoms.co.jp>
E-mail mail@chuoms.co.jp

2017年2月発売開始

取扱店