

3つのバンシンの機能を集約、
新しいスポットサーマル刺激装置の登場です。

単三²_本でOK

単3乾電池採用により
ランニングコストを
大幅カット

- 筋肉の張りに
- 耳ツボ刺激に
- お灸の刺激に
- 経筋・経穴刺激に
- 美顔鍼用に

更に点刺激

先端発熱部分がより
点に近づいた
従来品約1.3mm²が
0.7mm²に

3本が1本に

従来のバンシン
ハード・ソフト・標準
の3機能が1本に集約

新型登場

温灸器
管理医療機器(クラスII)
赤色LED装着

温灸器 BS-20

バンシンプロ



バンシンプロ

温灸器 BS-20
¥74,000(税別)

電子温灸器バンシンプロは、鍼灸の施術や刺激に不安や痛みを感じ、鍼灸の施術から遠ざかる患者様の不安や苦手意識を軽減し、鍼灸の普及に貢献するために作られました。

古代に於いて経筋病(動作時のつっぱり・引きつり・痛み等)に対する治療は燔鍼(鍼を火で灸って速刺速抜する方法)を使って行われていましたが…。

スイッチをクリックするだけで安全な温熱刺激を患部に与え、簡単・気軽な経筋病治療を可能にし、幅広く活用できる新しい電子温熱刺激装置です。



~~火 煙 臭 灰~~

使わずに安全



鍼灸施術を
いつでも
どこでも
何度でも

安全・簡単

温熱刺激の間は微弱な音が出て、自動で停止。
目の不自由な方やお灸の苦手な方でも簡単に使用可能。

接触部


皮膚に接して
直接温熱刺激します。

連続使用

一定の温度を
出し続けます。
(プロ仕様)

乾電池使用

単3乾電池2本を使用
するので、どこでも
施術できます。



温熱刺激調整

3段階設定
60℃・65℃・70℃

スイッチ

スイッチを押すと瞬間的に
設定された温熱刺激が
出力されます。

仕様 温灸器 管理医療機器(クラスII)

認証番号	228AGBZX00118000
型式	BS-20
使用環境温度	0℃~40℃
電池	単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格	3.0V 2.4W
刺激温度・ 刺激時間	低温60±2℃ 約0.2秒/連続 中温65±2℃ 約0.4秒/連続 高温70±2℃ 約0.8秒/連続
刺激面積	約0.7mm ²
寸法	180mm×φ26mm
重量	約92g(電池含む)
付属品	・単3形アルカリ乾電池 ……2本 ・携帯用ポーチ……………1個 ・保証書、取説

こんな施術に

健康には…

各種経穴への刺激、
経絡への施術。
筋肉痛、眼精疲労、肩こり、
関節などの不快症状に

美容には…

お顔のリフティング、
小じわ、お肌のハリに

製造販売元

科学で健康を考えるメディカルシステム

株式会社 チュウオー

〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋1-9-32
TEL.(0797)88-2121(代) FAX.(0797)88-1313
URL <http://www.chuoms.co.jp>
E-mail mail@chuoms.co.jp

販売代理店