

スーパーマグナーパック LX

A10104
47cm×20cm(コード長 2.5m)
価格 ¥45,000.-(税別)



スーパーマグナーパック WX

A10106
21cm×20cm(コード長 2.5m)
価格 ¥46,000.-(税別)



スーパーマグナーパック MX

A10103
39cm×20cm(コード長 2.5m)
価格 ¥43,000.-(税別)



スーパーマグナーパック KX

A10105
43cm×75cm(コード長 2.5m)
価格 ¥70,000.-(税別)



スーパーマグナーパック OX

A10101
39cm×39cm(コード長 2.5m)
価格 ¥56,000.-(税別)



マグナーパック N

A10063
50cm×13cm(コード長 2.5m)
価格 ¥42,000.-(税別)



スーパーマグナーパック EX

A10102
39cm×31cm(コード長 2.5m)
価格 ¥50,000.-(税別)



マグナーパック V

A10066
38cm×32cm(コード長 2.5m)
価格 ¥42,000.-(税別)



※パックは全てカバー付きです。

※カバーはサーモンピンク色となります

マイクロウェルダ® 専用部品

MICROWELDER

スーパーマグナーパック LS

A10072
47cm×20cm(コード長 2.5m)
価格 ¥45,000.-(税別)



スーパーマグナーパック WS

A10077
21cm×20cm(コード長 2.5m)
価格 ¥46,000.-(税別)



スーパーマグナーパック MS

A10071
39cm×20cm(コード長 2.5m)
価格 ¥43,000.-(税別)



スーパーマグナーパック KS

A10078
43cm×75cm(コード長 2.5m)
価格 ¥70,000.-(税別)



スーパーマグナーパック OS

A10074
39cm×39cm(コード長 2.5m)
価格 ¥56,000.-(税別)



スーパーマグナーパック ES

A10075
39cm×31cm(コード長 2.5m)
価格 ¥50,000.-(税別)



※パックは全てカバー付きです。

※カバーはサーモンピンク色となります

共通部品

商品名	価格	コード No.	①	③	④	⑥
パックカバー						
① Lパックカバー (49cm×22cm)	¥4,000.-(税別)	A3-0119				
② L4Pパックカバー (50cm×27cm)	¥4,000.-(税別)	A3-0092※2				
③ Mパックカバー (41cm×22cm)	¥4,000.-(税別)	A3-0118				
④ Oパックカバー (41cm×41cm)	¥6,000.-(税別)	A3-0120				
⑤ Wパックカバー (23cm×22cm)	¥6,000.-(税別)	A3-0115				
⑥ Nパックカバー (52cm×15cm)	¥4,000.-(税別)	A3-0113				
⑦ Vパックカバー (41cm×34cm)	¥4,000.-(税別)	A3-0116				
その他部品						
①マジックベルト大 (10cm×120cm)	¥2,200.-(税別)	A3-0026				
②マジックベルト小 (5cm×120cm)	¥1,300.-(税別)	A3-0025				
③マジックベルト E用 (5cm×120cm)	¥1,300.-(税別)	A3-0027				
④延長コード (2m)	¥8,000.-(税別)	A3-0043				
④延長コード (4m)	¥8,000.-(税別)	A3-0044				
⑤4P 変換コード (30cm)	¥8,000.-(税別)	A3-0045※3				
⑥6P 変換コード (30cm)	¥8,000.-(税別)	A3-0046※3				
⑦電源コード L型 (3m)	¥4,000.-(税別)	A3-0019				
⑧電源コード (2.5m)	¥4,000.-(税別)	A3-0020				
⑨検磁器	¥ 500.-(税別)	A3-0040				

※1 : Eタイプ、Kタイプのパックカバーはメーカーでの交換が必要です。交換の手順は弊社またはお取扱い販売店様までお問い合わせ下さい。

※2 : ②L4Pパックカバーは在庫限りとなります。

※3 : 変換コードは器械本体とマグナーパックのピン数が違う時に使用します。本体のピン数が6Pの場合、パックをお買換えの際は⑥変換コード(6P→4P)が必要です。



※価格は全て消費税別表示となっております。
※商品規格・価格等は予告なく変更される場合があります。